

FlexBeam®

## Raudonos Šviesos Įtaisas

Naudojimo Instrukcijos

V2.15

Lapkritis 2022

### Turinys

**Sveikiname įsigijus naują FlexBeam® tikslinį raudonos šviesos įrenginį. Perskaitykite šį vadovą, kad suprastumėte, kaip tinkamai ir saugiai naudoti įrenginį.**

**Naudodama saugius ir kliniškai įrodytus šviesos bangos ilgius, FlexBeam® imituoja natūralią saulėtekio ir saulėlydžio galią, suteikdama jūsų kūnui galimybę išgydyti save. Mūsų mokliškai sukurtos programos leidžia pasirinkti raudoną šviesą, infraraudonąją šviesą arba abiejų derinį, kuris gali:**



Atgaivinti AtleistiPagerinkite

CirkuliacijąSkausmąNašumą





Atjauninti Sumažinti

Odą Uždegimą

## **Priedai**

-> Įkrovimo Blokas

-> Dueto Grupės

-> Mini Juosta

-> Kūno Juosta

-> Vadovo Knyga

-> Akiniai

## **Naudojimo indikacijos**

**FlexBeam® yra nereceptinis elektra varomas medicinos prietaisas, skirtas skleisti raudoną šviesą ir infraraudonąją / artimą infraraudonąją šviesą, skirtą fototerapijai, visų pirma siekiant pagreitinti odos / gleivinės audinių gijimą ir (arba) gydyti raumenų ir kaulų sistemos simptomus (pvz., skausmą, spazmus, sustingimą). ) keičiant ląstelių metabolizmą ir (arba) gerinant kraujotaką. Jis skirtas naudoti namuose ir klinikinėje aplinkoje<sup>1</sup>.**

**Vartotojas yra numatytas operatorius. FlexBeam® nėra skirtas naudoti kūdikiams ar mažiems vaikams. Vaikai, vyresni nei 12 metų, turėtų jį naudoti tik prižiūrint suaugusiems. Norėdami gauti daugiau informacijos apie**

## **teisingą FlexBeam® naudojimą, susisiekite su Recharge Health arba pasitarkite su sveikatos priežiūros paslaugų teikėju.**

1 Raudonos/infraraudonosios šviesos fototerapijos įrenginys, aprašytas GMDN kodu 65723.



**„Recharge Health“ yra ISO 13485:2016 sertifikuota įmonė.**

### **Kontraindikacijos**

- Nenaudoti piktybiniais ir kitiems navikams gydyti.
- Nenaudokite ant atvirų kraujuojančių žaizdų.

### **Įspėjimai**

- Saugus FlexBeam® naudojimas yra pagrindinė vartotojo atsakomybė. Jei atrodo, kad „FlexBeam®“ veikia netinkamai, nedelsdami nutraukite naudojimą ir susisiekite su „Recharge Health“ klientų aptarnavimo tarnyba. Laikykitės šiame vadove pateiktų nurodymų ir naudokite „FlexBeam®“ tik pagal paskirtį.
- Nudegimai: FlexBeam® nesukelia odos nudegimų. Taip yra todėl, kad FlexBeam® gydomąjį poveikį lemia šviesa, o ne šiluma. Tačiau tam tikrais ypatingais odos jautrumo atvejais gali atsirasti paraudimas arba atsirasti pūslių. Tokiais atvejais nedelsdami sustabdykite FlexBeam® naudojimą ir pasitarkite su savo sveikatos priežiūros specialistu dėl tolesnių patarimų. Taip pat susisiekite su „Recharge Health“ klientų aptarnavimo skyriumi, jei pajusite tokią reakciją.
- FlexBeam® nėra skirtas naudoti akių, veido ar galvos srityje. Nežiūrėkite tiesiai į šviesos diodus arba nenaudokite jų 30 cm atstumu nuo akių. Skleidžiama galinga nematoma infraraudonųjų spindulių šviesa.
- Jei išsklaidyta šviesa patenka tiesiai į akis, naudokite pateiktus apsauginius akinius.
- Nenaudokite jo ant krūties audinių, skydliaukės ir sėklidžių. FlexBeam® nėra skirtas endokrininėms ligoms gydyti.
- FlexBeam® vartojimo nėštumo ar gimdymo metu saugumas nenustatytas.
- Siekiant užtikrinti higieną, nedėkite tiesiai ant atviros žaizdos.

- Venkite tvirtai tepti FlexBeam® vietas, kuriose yra venų varikozė, flebitas ir tromboflebitas. Jis gali būti naudojamas toje vietoje, kai nesiliečia su oda.
- Nenaudokite FlexBeam® ant drėgnos odos. Nenardinkite FlexBeam® į vandenį ir nenaudokite tokioje vietoje, kur galimas kontaktas su vandeniu, pavyzdžiui, vonioje.
- Venkite skysčių išsiliejimo ant FlexBeam®. Nutraukite naudojimą, jei jis panardintas į bet kokį skystį.
- Didelis karštis ar šaltis gali turėti įtakos FlexBeam® veikimui.
- Odos dirginimas, mėlynės, kontaktiniai nudegimai, galvos svaigimas, pykinimas ir galvos skausmai yra reti, bet galimas šalutinis poveikis.
- Tinka 90-265V maitinimo įtampai.
- FlexBeam® sudėtyje yra silicio ir plastikų, kurie naudojimo metu susiliečia su oda. Nenaudokite jo, jei turite alergiją arba reakciją į šias medžiagas.
- Įkrovimo kabelis kelia pasmaugimo pavojų. Tinkamai laikykite, kai nenaudojate.
- Nenaudokite savo įkroviklio ar jokių priedų, kurie neaprašyti IFU, neprijunkite prie jokia kita įranga, kuri neaprašyta IFU, ir jokia būdu nekeiskite įrangos.
- Jokia būdu nemodifikuokite FlexBeam®.
- Saugokite, kad jokia FlexBeam® dalis nepatektų į cheminius tirpiklius ar stiprius valymo skysčius. Vykdykite valymo instrukcijas, pateiktas šiame vadove.
- Neuždenkite ir neuždenkite prietaiso ventiliacijos angų, nes dėl to FlexBeam® gali perkaisti ir automatiškai išsijungti.
- FlexBeam® naudotojas negali aptarnauti. Niekada nebandykite atidaryti šio įrenginio korpuso. Atidarius korpusą, gamintojo garantija nebegalios.
- Naudokite tik pateiktą „Recharge Health“ maitinimo adapterį, modelio numerį YL361-1502400V.



## Įspėjimai

- FlexBeam® turėtų būti naudojamas tik su gamintojo patvirtintais priedais.
- Jei prietaisas neveikia tinkamai arba atrodo, kad yra sugedęs, kreipkitės į Recharge Health, savo FlexBeam® platintoją arba įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
- Prieš naudodami FlexBeam® pasitarkite su savo sveikatos priežiūros specialistu, jei karščiuojate, ūminis uždegimas, kraujotakos sutrikimas, jautrumas šviesai, anestezuotos arba desensibilizuotos vietos.
- Būkite atsargūs, jei vartojate kokių nors vaistų. Jei abejojate, kreipkitės į savo sveikatos priežiūros specialistą. Išgėrus šviesai jautrius vaistus/papildus arba dideles kortikosteroidų dozes, leisti praėjus 3–5 dienoms. Jei nesate tikri, kreipkitės į sveikatos priežiūros paslaugų teikėją.
- Jei esate šviesai jautrus asmuo, sumažinkite ekspozicijos laiką.
- Atsargiai tepkite FlexBeam® ant patinusių, užkrėstų ar uždegimų vietų, nes tai gali pabloginti simptomus. Norėdami gauti daugiau patarimų, kreipkitės į savo gydytoją.
- Jei sergate arba galite sirgti širdies liga, naudokite FlexBeam® atsargiai.
- Jei sergate epilepsija, naudokite FlexBeam® atsargiai.
- Atsargiai tepkite prietaisą ant tamsiai pigmentuotos odos: sumažinkite ekspozicijos laiką iki ne ilgesnės kaip 10 minučių vienoje vietoje.
- Būkite atsargūs, kai naudojate prietaisą ant tatuiruočių. Sumažinkite ekspozicijos laiką (kol pajusite karštį) arba naudokite 2 programą, o ne 3 programą tatuiruotoje srityje. Jei įmanoma, nedėkite FlexBeam® ant neseniai tatuiruotos odos arba ant tatuiruočių su dideliais tamsaus rašalo plotais.

- Būkite atsargūs naudodami FlexBeam® esant nenustatytais odos ligoms. Jei nesate tikri, kreipkitės į savo sveikatos priežiūros specialistą.
- Būkite atsargūs naudodami FlexBeam® ant protezų ar implantų. Jei nesate tikri, kreipkitės į savo sveikatos priežiūros specialistą.
- Jei pastebėsite neįprastą įrenginio elgesį, ypač jei toks elgesys yra pertraukiamas ir susijęs su radijo ar TV siųstuvų, mobiliųjų telefonų ar elektrochirurginės įrangos naudojimu netoliese, tai gali būti elektromagnetinių trukdžių požymis. Jei taip elgiamasi, turėtumėte pabandyti perkelti trukdžiusią įrangą toliau nuo šio įrenginio.
- „Flexbeam“ sukurta atsižvelgiant į jūsų saugumą ir automatiškai išsijungs, jei temperatūra yra žemesnė už saugos ribas. Jei po kiekvieno ciklo pastebėsite aukštesnę nei įprasta įrenginio temperatūrą, prašome nebenaudoti FlexBeam®. Prieš kitą naudojimą leiskite jam atvėsti 10-20 minučių.
- Neperkraukite savo FlexBeam®.

## Simboliai ir apibrėžimai



**Prieš naudodami perskaitykite  
naudojimo instrukcijas**

**Galima naudoti kelis kartus  
skirtingiems vartotojams**



**Valdiklių ir Funkcijų Apžvalga: Programos**

## **Įkrovimo prievadas**

**Įjungimo/išjungimo Palaikykite 2 sekundes, kad įjungtumėte**

## **Pasirinkite Programa**

**1: Oda ir Paviršius**

**2: Raumenys ir Audiniai**

**3: Gilieji Audiniai ir Sąnariai**

## **Pristabdyti / Tęsti**

**Galite keisti programas, kai jos pristabdytos**

## **Baterijos lygis**

**Žemas: 3 impulsai ir mirksi šviesa**

**Pusė: 2 impulsai**

**Pilnas: 1 impulsas**

## **Apibrėžimai**

**Taikymas: „FlexBeam®“ uždėjimas tam tikrose vietose kūno.**

**Ciklas: Pakankama šviesos stimuliacijos dozė vienam FlexBeam® užtepimui 10 minučių.**

**Programa: Automatizuotas iš anksto nustatytas šviesos bangos ilgių, dažnių ir galios moduliacijų pateikimas ciklo metu. Kiekviena programa suteikia skirtingą šviesos prasiskverbimo laipsnį.**

„FlexBeam“® naudojimas

Prieš naudodami FlexBeam® pirmą kartą įsitikinkite, kad jis visiškai įkrautas. Įkiškite pateiktą maitinimo laidą į maitinimo prievadą, esantį jūsų FlexBeam® sąsajos modulyje. Įkrovimas užtruks maždaug 2 valandas.

Padėkite FlexBeam®





Padėkite FlexBeam® norimoje vietoje, jei reikia, pritvirtinkite pridedamomis juostomis. Visada naudokite savo FlexBeam® tiesiai ant odos, nusivilkite visus drabužius. Šviesa neprasiskverbia į drabužius ir gydymas bus neveiksmingas. FlexBeam® galite pritvirtinti prie kūno naudodami pridedamas juostas. Instrukcijas, kaip naudoti šias juostas, galite rasti internete ir savo greitosios pradžios vadove.

**Svarbu:** Niekada nežiūrėkite į šviesos diodus ir nenaudokite „FlexBeam®“ 30 cm atstumu nuo akių. Skleidžiama galinga nematoma infraraudonųjų spindulių šviesa.

Pasirinkite Programą





Ijunkite FlexBeam® ir pasirinkite programą:

### **1. Oda ir Paviršius**

**Dažniausiai raudona šviesa.**

### **2. Raumenys ir Audiniai**

**Kombinuota raudona / infraraudonųjų spindulių šviesa pasiekti gylį žemiau odos.**

### **3. Gilieji Audiniai ir Sąnariai**

**Galinga infraraudonųjų spindulių šviesa prasiskverbia giliau į kūną.**

Kiekviena programa yra suplanuota kaip 10 minučių ciklas. Baigęs jūsų FlexBeam® pasigirs garsas ir pristabdys, kad būtų galima pasirinkti kitą programą. Jei jis nenaudojamas, jis automatiškai išsijungs.

Kada naudoti „FlexBeam“®

Norėdami gauti geriausius rezultatus, naudokite vieną kartą per dieną arba iki 4 kartų per dieną skirtingoms kūno vietoms. FlexBeam® sukurtas tiekti optimalią šviesos dozę kiekvienam programos ciklui, kad suaktyvintų jūsų kūno savigydos reakciją.

Taikant FlexBeam® vienoje kūno vietoje: tepkite tik vieną ciklą (dažniausiai to pakanka optimaliai stimuliacijos dozei pasiekti). Nenaudoti per daug.

Kai tepate FlexBeam® keliose kūno vietose: per vieną dieną tepkite nuo dviejų iki trijų arba iki keturių 10 minučių trukmės ciklų skirtingose kūno vietose. Šviesa turi kumuliacinį poveikį organizmui. Naudodami kasdien, retkarčiais darykite pertraukas. Nenaudoti per daug. Netepkite toje pačioje vietoje du kartus.

Norėdami gauti daugiau patarimų, peržiūrėkite savo asmeninį vadovą arba mūsų pagalbos svetainę arba susisieki su mūsų palaikymo komanda internetu:



## Indikacinės lemputės

- Kai baterija labai išsikrovusi, geltona lemputė mirksės 1 minutę, tada FlexBeam® automatiškai išsijungs.
- Jei įvyksta klaida, indikatorius lemputės aplink ON/OFF mygtuką mirksės nuosekliai. Išjunkite įrenginį, palaukite kelias minutes, tada vėl įjunkite. Jei problema išlieka, susisiekite su Recharge Health arba savo FlexBeam® platintoju.

## Bendra prietaiso priežiūra

### Baterija

- FlexBeam® skirtas nuolatiniam darbui. Įrenginį galima naudoti įkrovimo metu. Įkrovimo laikas nuo tuščio iki pilno yra 2 valandos.
- FlexBeam® galima pasiimti į lėktuvą rankiniame arba registruotame bagaže.
- **Nebandykite pakeisti ličio jonų įkraunamų baterijų. Tai darydami gali kilti pavojus. Baterija keičiama bet juos keisti gali tik įgaliotas techninės priežiūros personalas. Galimi baterijų paketo keitimai. Įprastas ličio jonų akumulatoriaus veikimo laikas = 600 ir daugiau įkrovimo ciklų = 9000 programų.**

### Gyvenimas

- FlexBeam® tarnavimo laikas yra 5 metai. Bateriją gali tekti pakeisti po 2,5 metų; atitinkamai, FlexBeam® tinkamumo laikas yra maždaug 2 metai. Norėdami pakeisti akumuliatorių, susisiekite su „Recharge Health“.

### Sandėliavimas ir valymas

- Nenaudojamas FlexBeam® turi būti laikomas pateiktame dėkle, kad į prietaisą nepatektų dulkių ir šiukšlių.
- Išvalykite / dezinfekuokite „FlexBeam®“, kai pagrindinis maitinimas išjungtas. Rekomenduojama nuvalyti/dezinfekuoti kontaktinį FlexBeam® paviršių servetėlėmis, kuriose yra 70 % izopropilo alkoholio, po kiekvieno gydymo arba prieš tepant jį kitam naudotojui/pacientui. Likusią įrenginio dalį galima nuvalyti drėgna šluoste, kai ji susitepa.
- Naudojant kitus valymo/dezinfekavimo tirpalus (pvz., šarmą, etilo alkoholį ir (arba) amonio chloridą), plastikinis korpusas gali būti pažeistas arba įtrūkęs. Niekada nepurškite valiklių tiesiai ant prietaiso.
- Jei naudojate nepatvirtintas valymo priemones, gamintojo garantija negalios.

## Aptarnavimas ir dvejų

### metų ribota garantija

Dvejų (2) metų garantija apima visus gamybos defektus

arba medžiagose, kurios garantiniu laikotarpiu naudojamos normaliai. „Recharge Health“ (Bendrovė) nemokamai pataisys arba pakeis gaminį ar gaminio dalis, kurie sugedo dėl netinkamos medžiagos ar gamybos, esant normaliam naudojimui ir priežiūrai. Priedams ar eksploatacinėms medžiagoms ši garantija netaikoma.

Neįtrauktos prekės išvardytos taip: dėklai, kelioniniai krepšiai, kūno dirželiai, akiniai ir kt.

Norėdami gauti šią paslaugą, pirmiausia turite susisiekti su mumis el. paštu [support@recharge.health](mailto:support@recharge.health) arba per pagalbos portalą mūsų svetainėje, kad nustatytume problemą ir tinkamiausią sprendimą. Atminkite, kad norėdami tęsti garantinio aptarnavimo užklausa, mūsų techninės priežiūros komanda jums nurodys atlikti tam tikrą skaičių trikčių šalinimo užduočių.

Sutaisysime arba pakeisime gaminį nemokamai. Atlikus trikčių šalinimo užduotis ir mūsų techninės priežiūros komandai nustačius, kad gedimui taikoma garantija, mes pasirūpinsime, kad kurjeris paimtų gaminį, arba galbūt nuspręsimė atsiųsti jums pakaitinį įrenginį.

Per pirmąsias 30 dienų nuo pirkimo datos Bendrovė padengs visas siuntimo išlaidas. Po 30 dienų nuo pirkimo datos klientas bus atsakingas už visas siuntimo išlaidas.

Garantinis laikotarpis visiems Recharge Health produktams prasideda nuo pirkimo datos. Bet kokiam pakaitiniui gaminiui ar gaminio daliai taikoma likusi originalaus gaminio garantija. Ribota garantija negali būti perduota.

Tik asmenys, užsiregistravę mūsų parduotuvėje pirkėjais arba siuntos gavėjais, turės teisę į garantiją. Prieš siūlydama garantines paslaugas, įmonė pasilieka teisę reikalauti pirkimo įrodymo.

Mūsų gaminiai nėra pritaikyti vartotojui. Jokiu būdu jų neatidarykite ir negadinkite gatavų gaminių, nes tai sugadins gamintojo garantiją. Norint užtikrinti visišką garantiją, reikia laikytis visų įspėjimų, įspėjimų ir nurodymų, pateiktų naudojimo instrukcijose (IFU).

Ribota garantija netaikoma gaminio pažeidimams ar gedimams, atsiradusiems dėl aplaidumo (pvz., įbrėžimų, įtrūkimų, kritimų, panardinimo į vandenį ir pan.), netinkamos priežiūros ar gaminio modifikavimo; žala dėl natūralių priežasčių, pvz., žaibo, potvynių, lietaus ar kitų stichinių nelaimių; prekės vagystės ar praradimo.

Visos numanomos garantijos, įskaitant, be apribojimų, tinkamumo parduoti ir tinkamumo tam tikram tikslui garantijas, galioja tik galiojančio garantinio laikotarpio trukme. Kai kurios jurisdikcijos neleidžia apriboti numanomos garantijos trukmės, todėl aukščiau nurodytas apribojimas jums gali būti netaikomas.

*Gražina*

**Jei savo FlexBeam® įsigijote iš trečiosios šalies perpardavėjo (bet kur, išskyrus mūsų oficialią svetainę: [www.recharge.health](http://www.recharge.health)),**

**visus gaminių gražinimus, remontus ar atnaujinimus tvarkys išimtinai Perpardavėjas.**

BENDROVĖ NEATSAKO UŽ JOKIUS PRODUKTŲ DEFEKTUS, KURIUS KELI DĖL NUOLATINIO NEDĖVĖJIMO ARBA BET KOKIŲ TYČIŲ ŽALOS, APLAUDYMO, NENORMALIŲ DARBO SĄLYGŲ TAIKYMO, GAMINIŲ NELAIKYMO INSTRUKCIJŲ SONAL VADOVAS IR INSTRUKCIJOS DĖL NAUDOJIMO), GAMINIŲ NAUDOJIMAS ARBA KEITIMAS ARBA RĖMONTAS BE BENDROVĖS PATVIRTINIMO, ARBA BET KITŲ JŪSŲ AR BET KOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ VEIKSMŲ AR NEVEIKIMO.

BET KOKIO GARANTIJOS PAŽEIDIMO ATVEJU MŪSŲ ATSAKOMYBĖ APSIriboja REMONTU ARBA, JEI TAI NĖRA PRAKTIKA, ATITINKAMO GAMINIO (-Ų) PAKEITIMUI. JOKIU ATVEJU NEBUSIME ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIĄ SUMĄ, AUKŠTINGĄ, KĄ JŪS SUMOKĖTE UŽ PRODUKTĄ (-US).

IŠSKYRUS ŠIOJE GARANTIJOJE NURODYTUS ATSIŽVELGIUS IR DIDŽIAUSIA TEISĖS LEIDŽIAMA DALIS, BENDROVĖ NEATSAKO UŽ JUS (KLIENTAS) AR JOKIĄ TREČIAJĄ ŠALIĄ UŽ NETIESIOGINIUS, SPECIALIUS, ATTITINKUS AR ATSAKYMUS DĖL BETŲJŲ PASEKMŲ ARBA. NUMANOMA GARANTIJA AR BŪKLĖ ARBA PAGAL BET KOKIĄ KITĄ TEISINĘ TEORIJĄ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIribojant NAUDOJIMO, PAJAMŲ, NUMATOMO PĖLNO, VERSLO GALIMYBĖS, REPUTACIJOS NUTRAUKIMŲ, BET NEAPSIribojant.

BENDROVĖS ATSAKOMYBĖ JOKIUOSE APLINKYBĖMIS NETURI VIRŠYTI FAKTORIĄ JŪSŲ SUMOKĄ UŽ PRODUKTĄ. KAI KURIOS JURISDIKCIJOS NELEIDŽIA SPECIALIOS, NETIESIOGINĖS, ATTITINKINĖS AR PASEKMĖS ŽALOS IŠIMTI AR APRIBOJIMAS, TODĖL AUKŠČIAU NUSTATYTAS APRIBOJIMAS AR IŠIMTIS JUMS GALI NĖTAIKOTI. Aukščiau pateikti APRIBOJIMAI NĖTAIKOMI PAREIŠKIAMS DĖL MIRTIES AR ASMENS SUŽALOJIMO,

ARBA BET KOKIOS ĮSTATYMŲ ATSAKOMYBĖS UŽ TYČIUS IR DIDELĮ APLAUDĄ VEIKSMUS IR (ARBA) NEVEIKIMUS.

Šią garantiją retkarčiais atnaujina „Recharge Health“. Norėdami gauti naujausią garantijos versiją, apsilankykite svetainėje.

## **Produkto specifikacijos**

Konfigūracija	<b>3 šviestuvai, 2 infraraudonieji ir vienas raudonas</b>
---------------	---

	<b>šviesos diodas kiekviename</b>
Bangos Ilgis	<b>6 x 810-820nm, 3 x 625-635nm</b>
Maitinimo Šaltinis	<b>90-265V kintamosios srovės įvesties maitinimas su 15V, 2,5A išėjimu</b>
Maks. Išėjimo Optinės Galios Tankis	<b>100mW/cm<sup>2</sup> IR, 50mW/cm<sup>2</sup> raudonas</b>
Dažnio Moduliuavimas	<b>Pulsuoja tarp 0-100% darbo ciklo</b>
Taikymo Programos	<b>3 iš anksto nustatytos programos</b>
Taikymo Laikas	<b>10 minučių per ciklą</b>
Mygtukų Sąsaja	<b>3 mygtukai – įjungimas/išjungimas, programos pasirinkimas, paleidimas/pauzė</b>
Baterija	<b>Įkraunama ličio jonų baterija atskiroje baterijos dėžutėje</b>
Svoris	<b>0,775 kg (1,6 kg su pakuote)</b>
Aptvaras	<b>ABS-PC plastiko ir silicio jungiamasis dirželis</b>
Aušinimas	<b>Aktyvus aušinimas ventiliatoriumi</b>
Saugumas	<b>Per didelės temperatūros / per didelės srovės automatinio išjungimo funkcija</b>
	<b>Įkrovimo blokas, mini apyrankė, kūno juosta,</b>

Priedai	duetas, apsauginiai akiniai
Medicinos prietaisų klasė	FlexBeam® yra II klasės FDA neapmokestinam medicinos prietaisas
Laikymasis	IEC: 60601-1 (Ed 3.1); IEC: 60601-1-2:2020 , IEC: 60601-1-11:2015, IEC:62366-1:2015, ISO:10993:2018, IEC 60601-2-57:2011, IEC 62304:2006

### Aplinkos apsauga

Šis prietaisas atitinka RoHS3, o gaminio viduje nėra toksiškų cheminių medžiagų. Šiame įrenginyje yra ličio, gaisro atveju naudokite ABC arba BC tipo gesintuvą. Pasibaigus FlexBeam® eksploatavimo laikui, neišmeskite į bendrąsias atliekas, nuneškite jas į elektroninių atliekų perdirbimo įmonę.

### Techninis aprašymas

Techninį aprašymą galite gauti susisiekę su „Recharge Health“ arba įgaliotuoju platintoju. Leistinos naudojimo aplinkos sąlygos, įskaitant laikymą ir transportavimą:

**Temperatūra: 0-32oC | Drėgmė: 10-90%**

### Garantija

Jūsų FlexBeam® įrenginys turi vienerių metų ribotą garantiją nuo pirkimo datos. Norėdami pasinaudoti garantija, išsaugokite pardavimo kvitą arba gavimo patvirtinimą. Garantija neapima įrenginio netinkamo naudojimo, gedimų ar pažeidimų, kurie atsirado dėl netinkamo naudojimo ar atsirado dėl nelaimingų atsitikimų.

### Apribojimas ir atsakomybė

Recharge Health, jo filialai ir pardavėjai nebus atsakingi už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę, atsitiktinę, specialią, baudžiamąją, pasekmių ar kitokią nuostolį, atsiradusį dėl šio produkto naudojimo, atsiradusį dėl sutarties, nepaisydamas pareikalavimo, pažeidimo, aplaidumo ar kito, net jei buvo įspėta apie galimybę tokiam nuostoliui. Recharge Health atsakomybė, nepaisant bet ko, negali viršyti sumos, kurią sumokėjote už produktą.

Gydymas ir nuolatinis saugojimas

Sausio 1 d. Europos Sąjungoje įsigaliojo nauji įstatymai, ribojantys elektros ir elektroninės įrangos naudojimą.

Norėdami išmesti įrenginį, laikykitės šių vietinių taisyklių ir nebenaudojamo produkto perdirbimo gairių.

Platinamas per:

**Luxsanat OÜ**

**Meistri 16, 13517 Tallinn, Estonia**

**Telefonas: +372 503 6070**

**Tinklapis: [www.flexbeam.eu](http://www.flexbeam.eu)**

**El. paštas: [info@flexbeam.eu](mailto:info@flexbeam.eu)**