

FlexBeam®

Sarkanās Gaismas Ierīce

Instrukcija

V2.15

Novembris 2022

Saturs

Apsveicam ar jaunās FlexBeam® sarkanās gaismas ierīces iegādi. Izlasiet šo rokasgrāmatu, lai saprastu, kā pareizi un droši lietot ierīci.

Izmantojot drošus un klīniski pierādītus gaismas viļņu garumus, FlexBeam® atdarina saullēkta un saulrieta dabisko spēku, dodot ķermenim iespēju pašam sevi izārstēt. Mūsu zinātniski izstrādātās programmas ļauj izvēlēties sarkano gaismu, infrasarkanā gaismu vai abu kombināciju, kas var:



Atdzīvināt AtvieglotUzlabet

CirkulācijuSāpesVeiktspēju





Atjaunot Samazināt

Ādu Lekaisumu

Piederumi

-> **Uzlādes Bloks**

-> **Duo Siksna**

-> **Mini Siksna**

-> **Body Siksna**

-> **Rokasgrāmata**

-> **Aizsargbrilles**

Lietošanas indikācijas

FlexBeam® ir bezrecepšu elektriski darbināma medicīnas ierīce, kas paredzēta sarkanās gaismas un infrasarkanās/tuvās infrasarkanās gaismas izstarošanai fototerapijai, galvenokārt, lai paātrinātu ādas/glotādas audu dzīšanu un/vai lai ārstētu muskuļu un skeleta sistēmas simptomus (piemēram, sāpes, spazmas, stīvumu), mainot šūnu metabolismu un/vai uzlabojot asins plūsmu. Tas ir paredzēts lietošanai mājās un klīniskajos apstākļos¹.

Lietotājs ir paredzētais operators. FlexBeam® nav paredzēts lietošanai zīdaiņiem vai maziem bērniem. Bērni, kas vecāki par 12 gadiem, to drīkst lietot tikai pieaugušo uzraudzībā. Lai iegūtu papildinformāciju par pareizu FlexBeam® lietošanu, lūdzu, sazinieties ar Recharge Health vai konsultējieties ar veselības aprūpes sniedzēju.



Recharge Health ir ISO 13485:2016 sertificēts uzņēmums

Kontrindikācijas

- Nelietot ļaundabīgiem un citiem audzējiem.
- Nelietot virs atklātām asiņojošām brūcēm.

Brīdinājumus

- Droša FlexBeam® lietošana ir lietotāja galvenā atbildība. Ja šķiet, ka FlexBeam® nedarbojas pareizi, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar Recharge Health klientu atbalsta dienestu. Lūdzu, ievērojiet šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus un izmantojiet FlexBeam® tikai paredzētajam lietojumam.
- Apdegumi: FlexBeam® neizraisa ādas apdegumus. Tas ir tāpēc, ka FlexBeam® terapeitiskais efekts ir saistīts ar gaismu, nevis siltumu. Tomēr atsevišķos gadījumos, kad āda ir ļoti jutīga, var rasties apsārtums vai pūslīšu veidošanās. Šādos gadījumos nekavējoties pārtrauciet FlexBeam® lietošanu un konsultējieties ar savu veselības aprūpes speciālistu, lai saņemtu papildu padomu. Ja rodas šāda veida reakcija, lūdzu, sazinieties arī ar Recharge Health klientu atbalsta dienestu.
- FlexBeam® nav paredzēts lietošanai uz acīm, sejas vai galvas. Neskatieties tieši uz gaismas diodēm vai neizmantojiet tās 30 cm attālumā no acīm. Izstarota spēcīga neredzama infrasarkanā gaisma.
- Lietojiet komplektā iekļautās aizsargbrilles gadījumos, kad izplūstošā gaisma tieši iekļūst acīs.
- Nelietojiet to uz krūšu audiem, vairogdziedzera un sēkliniekiem. FlexBeam® nav paredzēts endokrīno slimību ārstēšanai.
- FlexBeam® lietošanas drošība grūtniecības vai dzemdību laikā nav noteikta.
- Lai nodrošinātu higiēnu, nenovietojiet tieši uz atvērtas brūces.
- Izvairieties no FlexBeam® cieši uzklāšanas vietām ar varikozām vēnām, flebītu un tromboflebītu. To var lietot uz vietas, kad tas nav saskarē ar ādu.
- Nelietojiet FlexBeam® uz mitras ādas. Neiegremdējiet FlexBeam® ūdenī un neizmantojiet vietās, kur ir iespējama saskare ar ūdeni, piemēram, vannā.
- Izvairieties no šķidrumu izliešanas uz FlexBeam®. Pārtrauciet lietošanu, ja tas ir iegremdēts šķidrumā.
- Ārkārtīgs karstums vai aukstums var ietekmēt FlexBeam® darbību.
- Ādas kairinājums, zilumi, kontakta apdegumi, reibonis, slikta dūša un galvassāpes ir reti, bet iespējamās blakusparādības.

- Piemērots tīkla barošanas spriegumam 90-265V.
- FlexBeam® satur silīciju un plastmasu, kas lietošanas laikā nonāk saskarē ar ādu. Nelietojiet to, ja Jums ir alerģija vai reakcija uz šiem materiāliem.
- Uzlādes kabelis rada nožņaugšanās risku. Uzglabāt atbilstoši, kad to nelieto.
- Neizmantojiet savu lādētāju vai citus piederumus, kas nav aprakstīti IFU, nesavienojiet to ar citu aprīkojumu, kas nav aprakstīts IFU, un nekādā veidā nepārveidojiet aprīkojumu.
- Nekādā veidā nepārveidojiet FlexBeam®.
- Nepakļaujiet nevienu FlexBeam® daļu ķīmisku šķīdinātāju vai skarbu tīrīšanas šķidrumu iedarbībai. Izpildiet šajā rokasgrāmatā sniegtos tīrīšanas norādījumus.
- Neaizsedziet un neaizsedziet ierīces ventilācijas atveres, jo tas var izraisīt FlexBeam® pārkaršanu un automātisku izslēgt.
- FlexBeam® nevar apkalpot lietotājs. Nekad nemēģiniet atvērt šīs ierīces korpusu. Korpusa atvēršana anulēs ražotāja garantiju.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto Recharge Health strāvas adapteri, modeļa numuru YL361-1502400V.



Piesardzības pasākumi

- FlexBeam® drīkst lietot tikai ar ražotāja apstiprinātiem piederumiem.
- Ja ierīce nedarbojas pareizi vai šķiet, ka tā ir bojāta, sazinieties ar Recharge Health, savu FlexBeam® izplatītāju vai pilnvarotu servisa pārstāvi.
- Pirms FlexBeam® lietošanas konsultējieties ar savu veselības aprūpes speciālistu, ja Jums ir drudzis, akūts iekaisums, asinsrites traucējumi, gaismas jutība, anestēzijas vai desensibilizētas vietas.
- Esiet piesardzīgs, ja lietojat kādas zāles. Ja rodas šaubas, konsultējieties ar savu veselības aprūpes speciālistu. Atļaut 3-5 dienas pēc gaismjutīgu zāļu/piedevu vai lielu kortikosteroīdu devu lietošanas. Ja neesat pārlicināts, konsultējieties ar veselības aprūpes sniedzēju.
- Ja esat gaismas jutīgs cilvēks, samaziniet ekspozīcijas laiku.
- Esiet piesardzīgs, uzklājot FlexBeam® uz pietūkušām, inficētām vai iekaisušām vietām, jo tas var izraisīt simptomu pasliktināšanos. Konsultējieties ar savu ārstu, lai saņemtu papildu padomu.
- Esiet piesardzīgs, uzklājot FlexBeam®, ja Jums ir vai varētu būt sirds slimība.
- Esiet piesardzīgs, lietojot FlexBeam®, ja Jums ir epilepsija.
- Esiet piesardzīgs, uzklājot ierīci uz tumši pigmentētas ādas: samaziniet ekspozīcijas laiku līdz 10 minūtēm vienā vietā.
- Esiet piesardzīgs, uzklājot ierīci virs tetovējumiem. Samaziniet ekspozīcijas laiku (līdz jūtat karstumu) vai izmantojiet programmu 2, nevis programmu 3 virs tetovētās zonas. Ja iespējams, nelieciet FlexBeam® virs nesen tetovētas ādas vai tetovējumiem ar plašiem tumšas tintes laukumiem.
- Esiet piesardzīgs, lietojot FlexBeam® nediagnosticētu ādas slimību gadījumā. Ja neesat pārlicināts, konsultējieties ar savu veselības aprūpes speciālistu.
- Esiet piesardzīgs, lietojot FlexBeam® virs protēzēm vai implantiem. Ja neesat pārlicināts, konsultējieties ar savu veselības aprūpes speciālistu.
- Ja novērojat neparastu ierīces darbību, it īpaši, ja tā ir neregulāra un saistīta ar radio vai TV raidītāju, mobilo tālruni vai elektroķirurģiskā aprīkojuma lietošanu tuvumā, tas var liecināt par elektromagnētiskiem traucējumiem. Ja rodas šāda rīcība, mēģiniet pārvietot traucējošo aprīkojumu tālāk no šīs ierīces.
- Flexbeam ir izstrādāts, paturot prātā jūsu drošību, un tas automātiski izslēgsies zem temperatūras drošības robežām. Lūdzam pārtraukt FlexBeam® lietošanu, ja pēc katra cikla novērojat augstāku ierīces temperatūru nekā parasti. Pirms nākamās lietošanas ļaujiet tai atdzist 10-20 minūtes.
- Nepārlādējiet savu FlexBeam®.

Simboli un Definīcijas



**Pirms lietošanas iepazīstieties
ar lietošanas instrukcijām**



**Var izmantot vairākas
reizes dažādiem lietotājiem**

Vadības Elementu un Funkciju Pārskats: Programmas

Uzlādes ports

Ieslēgšanas/izslēgšanas poga Turiet 2 sekundes, lai ieslēgtu

Atlasiet Programma

1: āda un virsma

2: muskuļi un audi

3: dziļi audi un locītavas

Pauzēt/Atsākt

Jūs varat mainīt programmas, kamēr tās ir apturētas

Akumulatora līmenis

Zems: 3 impulsi un mirgojoša gaisma

Puse: 2 impulsi

Pilns: 1 impulss

Definīcijas

Pielietojums: FlexBeam® novietošana uz noteiktām ķermeņa zonām.

Cikls: pietiekama gaismas stimulācijas deva vienai 10 minūšu FlexBeam® lietošanai.

Programma: automatizēta iepriekš iestatīta gaismas viļņu garumu, frekvenču un jaudas modulāciju piegāde cikla ietvaros. Katra programma nodrošina atšķirīgu gaismas caurlaidības pakāpi.

Izmantojot Jūsu FlexBeam®

Pirms FlexBeam® uzklāšanas pirmo reizi pārlicinieties, vai tas ir pilnībā uzlādēts. Ievietojiet komplektācijā iekļauto strāvas vadu strāvas pieslēgvietā, kas atrodas uz jūsu FlexBeam® interfeisa moduļa. Uzlāde prasīs aptuveni 2 stundas.

Novietojiet FlexBeam ®



Novietojiet FlexBeam® vēlamajā vietā, vajadzības gadījumā nostiprinot ar komplektā iekļautajām lentēm. Vienmēr lietojiet FlexBeam® tieši uz ādas, novelkot apģērbu. Gaisma niepielūst apģērbā, un ārstēšana būs neefektīva. Jūs varat piestiprināt FlexBeam® pie korpusa, izmantojot komplektācijā iekļautās lentes. Norādījumus par šo lentu lietošanu var atrast tiešsaistē un savā īsajā lietošanas pamācībā.

Svarīgi! Nekad neskatieties uz gaismas diodēm un neizmantojiet FlexBeam® 30 cm attālumā no acīm. Izstarota spēcīga neredzama infrasarkanā gaisma.

Izvēlieties Programmu



Leslīdziet FlexBeam® un atlasiet programmu:

1. Āda un Virsma

Pārsvarā sarkanā
gaisma.

2. Muskuļi un Audi

Kombinēta

sarkanā/infrasarkanā

gaisma, lai sasniegtu

dziļumu zem ādas.

3.Dziļie Audi un Locītavas

Spēcīga infrasarkanā

gaisma, lai iekļūtu dziļāk

ķermeņa iekšienē.

Katra programma ir iestatīta kā 10 minūšu cikls. Pēc pabeigšanas jūsu FlexBeam® atskaņos skaņu un apstāsies, lai varētu izvēlēties citu programmu. Ja tas netiek lietots, tas automātiski izslēgsies.

Kad Lietot FlexBeam ®

Lai iegūtu labākos rezultātus, lietojiet vienu reizi dienā vai līdz 4 reizēm dienā dažādās ķermeņa zonās. FlexBeam® ir izstrādāts, lai nodrošinātu optimālu gaismas devu katram programmas ciklam, lai aktivizētu jūsu ķermeņa pašatveseļošanās reakciju.

Uzklājot FlexBeam® vienā ķermeņa daļā: uzklājiet tikai vienu ciklu (parasti ar to pietiek, lai nodrošinātu optimālo stimulācijas devu). Nelietojiet pārmērīgi.

Lietojot FlexBeam® vairākās ķermeņa daļās: vienā dienā uzklājiet divus līdz trīs vai līdz četrus 10 minūšu ciklus dažādās ķermeņa vietās. Gaismai ir kumulatīva iedarbība uz ķermeni. Lietojot katru dienu, ik pa laikam veiciet pārtraukumus. Nelietojiet pārmērīgi. Nelietojiet divas reizes vienā un tajā pašā vietā.

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet personīgo ceļvedi vai mūsu atbalsta vietni vai sazinieties ar mūsu atbalsta komandu tiešsaistē:

Indikatora Gaismas

- Kad akumulators ir ļoti zems, dzeltenā gaisma mirgos 1 minūti, pēc tam FlexBeam® automātiski izslēgsies.
- Ja ir radusies kļūda, indikatora gaismas ap ON/OFF pogu mirgos secīgi. Izslēdziet ierīci, pagaidiet dažas minūtes un pēc tam ieslēdziet to vēlreiz. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Recharge Health vai savu FlexBeam® izplatītāju.

Vispārīga Ierīču Kopšana

Akumulators

- FlexBeam® ir paredzēts nepārtrauktai darbībai. Ierīci var izmantot uzlādes laikā. Uzlādes laiks no tukšas līdz pilnai ir 2 stundas.
- FlexBeam® var ņemt līdzi lidmašīnā gan rokas bagāžā, gan reģistrētajā bagāžā.
- **Nemēģiniet nomainīt litija jonu uzlādējamās baterijas. To darot, var rasties apdraudējums. Akumulators ir nomaināms, taču to drīkst mainīt tikai pilnvarots servisa personāls. Ir pieejami akumulatoru bloku nomainas gadījumi. Tipisks litija jonu akumulatora darbības laiks = 600+ uzlādes cikli = 9000 lietojumu.**

Mūžs

- FlexBeam® kalpošanas laiks ir 5 gadi. Akumulatora nomaiņa var būt nepieciešama pēc 2,5 gadiem; attiecīgi FlexBeam® glabāšanas laiks ir aptuveni 2 gadi. Lai nomainītu akumulatoru, lūdzu, sazinieties ar Recharge Health.

Uzglabāšana un Tīrīšana

- FlexBeam®, kad to nelieto, jāuzglabā tam paredzētā futrālī, lai novērstu putekļu un gružu iekļūšanu ierīces iekšpusē.
- Notīriet/dezinficējiet savu FlexBeam®, kad galvenā barošana ir izslēgta. FlexBeam® saskares virsmu ieteicams tīrīt/dezinficēt ar salvetēm, kas satur 70% izopropilspirtu pēc katras apstrādes vai pirms tās uzklāšanas citam lietotājam/pacientam. Pārējo ierīces daļu var notīrīt ar mitru drānu, kad tā kļūst netīra.
- Citu tīrīšanas/dezinficēšanas šķīdumu (piem., kodīgu vielu, etilspirta un/vai amonija hlorīda) izmantošana var sabojāt vai saplaisāt plastmasas korpusu. Nekad nesmidziniet tīrīšanas līdzekļus tieši uz ierīces.
- Neapstiprinātu tīrīšanas līdzekļu izmantošana anulēs ražotāja garantiju.

Serviss un Divu Gadu Ierobežota Garantija

Divu (2) gadu garantija attiecas uz visiem ražošanas vai materiālu defektiem, ja garantijas laikā tiek izmantots normāli. Recharge Health (Uzņēmums) bez maksas salabos vai nomainīs produktu vai izstrādājuma daļas, kas izrādās bojātas nepareiza materiāla vai apstrādes dēļ, ja tiek veikta normāla lietošana un apkope. Šī garantija neattiecas uz piederumiem vai palīgmateriāliem. Izslēgtās preces ir norādītas šādi: somas, ceļojumu somas, ķermeņa siksnas, aizsargbrilles utt.

Lai saņemtu šo pakalpojumu, vispirms jāsazinās ar mums pa e-pastu support@recharge.health vai izmantojot atbalsta portālu mūsu vietnē, lai noteiktu problēmu un piemērotāko risinājumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai turpinātu ar garantijas servisa pieprasījumu, mūsu servisa komanda jums liks veikt noteiktu skaitu problēmu novēršanas uzdevumu.

Mēs vai nu salabosim vai nomainīsim precī bez maksas. Kad būs veikti problēmu novēršanas uzdevumi un mūsu servisa komanda ir noteikusi, ka uz kļūmi attiecas garantija, mēs noorganizēsim, lai mūsu kurjers paņemtu precī, vai arī mēs varam nolemt nosūtīt jums nomainīšanas vienību.

Pirmo 30 dienu laikā pēc pirkuma datuma Uzņēmums sedz visas piegādes izmaksas. Pēc 30 dienām no pirkuma datuma klients būs atbildīgs par visām piegādes izmaksām.

Garantijas periods visiem Recharge Health produktiem sākas no iegādes datuma. Jebkurš nomainīšanas produkts vai produkta daļa uzņemas atlikušo oriģinālā produkta garantiju. Ierobežoto garantiju nevar nodot.

Uz garantijas segumu būs tiesības tikai tām personām, kuras ir reģistrētas mūsu veikalā kā pircēji vai kā sūtījuma saņēmēji. Uzņēmums patur tiesības pirms garantijas pakalpojumu piedāvāšanas pieprasīt pirkumu apliecinājošu dokumentu.

Mūsu produkti nav apkalpojami lietotājiem. Nekādā veidā neatveriet tos un nesabojāiet gatavās preces, jo tas anulēs ražotāja garantiju. Visi brīdinājumi, brīdinājumi un Lai nodrošinātu pilnu garantijas segumu, ir jāievēro lietošanas instrukcijā (IFU) ietvertās instrukcijas.

Lerobežotā garantija neattiecas uz produkta bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies nolaidības dēļ (piemēram, skrāpējumi, plaisas, kritieni, iegremdēšana ūdenī utt.), nepareizas apkopes vai produkta modifikācijas; bojājumi dabisku iemeslu dēļ, piemēram, zibens, plūdi, lietus vai citas dabas katastrofas; preces zādzība vai nozaudēšana.

Visas netiešās garantijas, tostarp, bez ierobežojumiem, garantijas par piemērotību tirdzniecībai un piemērotību noteiktam mērķim, ir ierobežots līdz piemērojamā garantijas perioda ilgumam. Dažas jurisdikcijas nepieļauj netiešās garantijas ilguma ierobežojumus, tāpēc iepriekš minētais ierobežojums uz jums var neattiekties.

Atgriežas

Ja esat iegādājies savu FlexBeam® no trešās puses tālākpārdevēja (jebkur, izņemot mūsu oficiālo vietni: www.recharge.health), visas preču atgriešanas, remonta vai atjaunošanas darbus veiks tikai Tālākpārdevējs

THE UZŅĒMUMS NEATBILD PAR NEKĀDĀM ATBILDĪBĀM PAR PRODUKTU DEFEKTIEM, KAS RADUŠĀS NO REGULĀRA NOLIKUMA VAI JEBKĀDIEM TĪŠIEM BOJĀJUMIEM, NELĪDĪBAS, PAKĻAUŠANAS NENORMĀLIEM DARBA APSTĀKĻIEM, PRODUKTA INSTRUKCIJAS NEIZVĒROŠĀNU SONĀLAIŠ CEĻVEDIS UN NORĀDĪJUMI LIETOŠANAI), PRODUKTU NEIZMANTOŠA IZMANTOŠANĀ VAI IZMAIŅA VAI RĒMONTS BEZ UZŅĒMUMA

APSTĪPRINĀJUMA, VAI JEBKĀDAS CITAS DARBĪBAS VAI IZKLĀŠANA NO JŪSU VAI JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS.

GARANTIJAS PĀRKĀPUMA GADĪJUMĀ MŪSU ATBILDĪBA IR IEROBEŽOTA AR REMONTU VAI, JA TAS NAV PRAKTISKĀS, AR ATTIECĪGĀ(-U) PRODUKTU(-U) NOMAIŅU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ MĒS NEBŪSIM ATBILDĪGI PAR NEKĀDĀM SUMMĀM, KAS VIRZINĀS TO, KAS JŪS ESAT MAKSĀJOT PAR PRODUKTU(-IEM).

IZNEMOT ŠAJĀ GARANTIJĀ NODROŠINĀTO UN MAKSIMĀLĀ LIKUMĀ ATĻAUTAJĀ MĒRĀ, UZŅĒMUMS NAV ATBILDĪGS JUMS (KLIENTA) VAI JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PAR NETIEŠĀM, ĪPAŠĀM, NEJAUSĀM ATTIECĪBĀM VAI NEKĀRTĀM SEKĀM. NETIEŠĀ GARANTĪJA VAI NOSAČĪJUMI, VAI SASKAŅĀ AR JEBKURU CITU JURIDIKU TEORIJU, IESKAITOT IZMANTOŠANAS, IENĒMUMU, PĀRĒDZAMĀS PEĻNAS, UZŅĒMĒJDARBĪBAS IESPĒJAS, LABĀS VĒRTĪBAS UN REPUTĀCIJAS ZAUDĒJUMU, BET NEAPROBEŽOTĀS.

UZŅĒMUMA ATBILDĪBA NEKĀDĀ APSTĀKĻI NEPIEDĀVĀS PĀRSNIEDZĪBU FAKTISKĀ SUMMA, KĀ JŪS MAKSĀJĀT PAR PRODUKTU, KAS IR PRODUKTS. DAŽĀS JURISDIKCIJĀS NEATĻAUJ ĪPAŠU, NETIEŠU, NEJAUSU VAI IZSLĒGTO BOJĀJUMU IZSLĒGŠANU VAI IEROBEŽOJUMU, TĀPĒC IEPRIEKŠ MINĒTAIS IEROBEŽOJUMS VAI IZNĒMŠANA VAR ATTIECĪBĀ UZ JUMS. IEPRIEKŠ MINĒTIE IEROBEŽOJUMI NEATTIECAS UZ NĀVES VAI PERSONISKO TRAUMU PRASĪBĀM, VAI JEBKĀDAS LIKUMĀ NOTEIKTAS ATBILDĪBAS PAR TĪŠU UN RUPJAS NELAUDZĪBAS DARBĪBU UN/VAI IZKLĀTĪBU.

Šo garantiju laiku pa laikam atjaunina Recharge Health. Lūdzu, apmeklējiet vietni, lai iegūtu jaunāko garantijas versiju.

Produkta Specifikācijas

Konfigurācija	3 gaismas podi, 2 infrasarkanie un viens sarkans LED katrā
Viļņa Garums	6 x 810-820nm, 3 x 625-635nm
Enerģijas Avots	90-265V maiņstrāvas ievades barošanas avots ar 15V, 2,5A izeju
Maks. Izejas Optiskās Jaudas Blīvums	

	100mW/cm2 IR, 50mW/cm2 sarkans
Frekvences Modulācija	Impulss starp 0-100% darba ciklu
Lietojumprogrammas	3 iepriekš iestatītas programmas
Pieteikšanās Laiks	10 minūtes vienā ciklā
Pogu Interfeiss	3 pogas – ieslēgšana/izslēgšana, programmas izvēle, atskaņošana/pauze
Akumulators	Uzlādējams litija jonu akumulators atsevišķā akumulatora nodalījumā
Svars	0.775kg (1.6kg ieskaitot iepakojumu)
Korpuss	ABS-PC plastmasas un silīcija savienojošā siksna
Dzesēšana	Aktīva dzesēšana ar ventilatoru
Drošība	Pārmērīgas temperatūras/pārstrāvas automātiskās izslēgšanas funkcija
Piederumi	Uzlādes bloks, mini siksniņa, ķermeņa lente, duets, aizsargbrilles
Medicīnas Ierīču Klase	FlexBeam® ir II klases medicīniskā ierīce, kas atbrīvota no FDA
Atbilstība	IEC: 60601-1 (Ed 3.1); IEC: 60601-1-2:2020 , IEC: 60601-1-11:2015, IEC:62366-1:2015, ISO:10993:2018, IEC

GarantijaJūsu FlexBeam® ierīcei ir ierobežota viena gada garantija no iegādes datuma. Lai izmantotu garantiju, saglabāriet pirkuma kvīti vai saņemšanas apstiprinājumu. Garantija neatvieglo ierīces nesaimniecisku izmantošanu, bojājumus vai traumas, kas radušās no nesaimnieciskas izmantošanas vai negadījumiem.

Ierobežojums un atbildībaRecharge Health, tā filiāles un pārdevēji neuzņemas atbildību par jebkādiem tiešiem vai netiešiem, gadījuma rakstura, īpašiem, sodījuma, sekas vai citiem zaudējumiem, kas rodas no šī produkta izmantošanas, līguma pārkāpuma, pārkāpuma, pārkāpuma vai citiem, pat ja bija brīdināts par iespējamu šādam zaudējumam. Recharge Health atbildība neatkarīgi no apstākļiem nevar pārsniegt summu, kuru jūs maksājāt par produktu.

Ārstēšana un ilgtermiņa uzglabāšanaKopš 2022. gada 1. janvāra Eiropas Savienībā stājas spēkā jauni noteikumi, kas ierobežo elektroiekārtu un elektronisko ierīču izmantošanu.Lai izmestu ierīci, ievērojiet vietējos noteikumus un nepieciešamības gadījumā sekot neizmantotu produktu pārstrādes pamācībām.

Izplatītājs:

Luxsanat OÜ

Meistri 16, 13517 Tallina,Estonia

IgaunijaTālrunis: +372 503 6070

Tīmekļa vietne: www.flexbeam.eu

E-pasts: info@flexbeam.eu

